

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

	VICRYL PLUS	Kωδικός είδους
A/A 1	Rάμμα 3/0 με 24mm βελόνα ½ κύκλου στρόγγυλη 75cm	02-25-2075
A/A 2	Rάμμα πρόληψης χειρουργικών λοιμώξεων συνθετικό πολύκλωνο μέσης απορρόφησης πολυγλακτίνης 910 με επικάλυψη από αντιμικροβιακό παράγοντα τρικλοζάνη (Irgacare MP). Ράμμα No 3/0 με βελόνα 26mm Στρογγυλή 1/2 κύκλου, μήκος ράμματος 70cm , από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 με περιεκτικότητα νικελίου από 7.5 έως 9.5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη – στρέβλωση και να διαθέτει βελόνα πεπλατυσμένου σώματος με εσωτερικές και εξωτερικές αυλακώσεις. Να διαθέτουν επικάλυψη ενισχυμένης σιλικόνης η οποία να εξασφαλίζει μέγιστη ολισθηρότητα και κοπτική ικανότητα ακόμη και μετά από πολλαπλά περάσματα. Οι βελόνες να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου. Το ράμμα να διαθέτει επικάλυψη από το ίδιο υλικό όχι μόνο στο τελικό νήμα αλλά και σε επιμέρους νήματα από τα οποία είναι πλεγμένα. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες περίπου.	02-25- £128
A/A 3	Rάμμα 2/0 με 24mm βελόνα ½ κύκλου στρόγγυλη 75cm	02-25-2073
A/A 4	Rάμμα πρόληψης χειρουργικών λοιμώξεων συνθετικό πολύκλωνο μέσης απορρόφησης πολυγλακτίνης 910 με επικάλυψη από αντιμικροβιακό παράγοντα τρικλοζάνη (Irgacare MP). Ράμμα No 2/0 με βελόνα 26mm Στρογγυλή 1/2 κύκλου, μήκος ράμματος 70cm , από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 με περιεκτικότητα νικελίου από 7.5 έως 9.5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη – στρέβλωση και να διαθέτει βελόνα πεπλατυσμένου σώματος με εσωτερικές και εξωτερικές αυλακώσεις. Να διαθέτουν επικάλυψη ενισχυμένης σιλικόνης η οποία να εξασφαλίζει μέγιστη ολισθηρότητα και κοπτική ικανότητα ακόμη και μετά από πολλαπλά περάσματα. Οι βελόνες να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου. Το ράμμα να διαθέτει επικάλυψη από το ίδιο υλικό όχι μόνο στο τελικό νήμα αλλά και σε επιμέρους νήματα από τα οποία είναι πλεγμένα. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες περίπου.	02-25- £129

- 1). Να κατατεθούν, επί ποινή απόρριψης, για τα βακτηριοστατικά ράμματα πρόληψης λοιμώξεων χειρουργικής τομής, κλινικές μελέτες επιπέδου Ia ή Ib ('level of evidence Ia or Ib') δημοσιευμένες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και αξιολογήσεις από διεθνείς οργανισμούς δημόσιας υγείας, όπου να εξετάζεται η μείωση λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου από την συμπεριφορά του ράμματος και όχι της πρώτης ύλης .

- 2). Να γίνει χρήση της Εγκυκλίου 2501 της ΕΚΑΠΥ.



 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
Επίκουρη Καθηγητής
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΜΟΛΥΚΟΥΛΩΝ