

Επίσης, αντιμικροβιακό μη κολλητικό, χαμηλής προσκόλλησης, από πλέγμα πολυεστέρα, εμπότισμένο με Νανοκρυσταλλικό άργυρο 70-100ppm, ο οποίος να απελευθερώνεται σταδιακά έως 7 ημέρες, προσφέροντας ταχεία βακτηριοκτόνο δράση από τα 30 πρώτα λεπτά εφαρμογής για τουλάχιστον 150 παθογόνους μικροοργανισμούς ευρέος φάσματος (MRSA, VREs, P.aeruginosa κλπ). Με τη μορφή ταινιοσμού για εφαρμογή σε δύσκολα ανατομικά σημεία. Να ενδείκνυται για χρήση ως πρωτεύον πλέγμα επαφής σε συνδυασμό με αντισηπτική περιέδεση ή σφράδους επίθετος καθώς και σε εφαρμογή με ασηπτική πίεση. Να διατίθεται για συνεχή αντιμικροβιακή προστασία.

1990

BTX

Η χρήση των εν λόγω υλικών κρίνεται απολύτως απαραίτητη, καθώς συμβαίνουν:

- στην πρόληψη και αντιμετώπιση λοιμώξεων,
στη βελτίωση της επουλώσης τραυμάτων,
στη μείωση επιπλοκών (λοιμώξη, σερόμα, διάσπαση τομής),
στη μείωση των ημερών νοσηλείας και κατ' επέκταση στο συνολικό
κόστος θεραπείας.

Η προμήθεια θα διασφαλίσει την επάρκεια υλικών για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών του Τμήματος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

3η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
28/08/2025
Α. Π.: Εισερχ. 8611

ΠΡΟΣ
Γραφείο Προμηθειών

ΑΠΟ: Χειρουργική Κλινική

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26-08-2025

ΘΕΜΑ: Αίτημα Προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος

Στο πλαίσιο της ευθύνης λειτουργίας του Τμήματος και της κάλυψης των αυξημένων αναγκών σε περιστατικά με χειρουργικές τομές, χρόνια ή επιπολυσμένα έλκη, παρακαλούμε για την προμήθεια των κάτωθι ειδών:

Α) (02-26-1510)

Σύστημα αρνητικής πίεσης μίας χρήσεως για συνεχομένη θεραπεία έως 7 ημερών, αποτελούμενο σε ενιαία αποστειρωμένη συσκευασία του ίδιου κατασκευαστή από:

1) Φορητή αποστειρωμένη συσκευή αναρρόφησης μίας χρήσεως, χωρίς κανίστρο συλλογής, χωρίς φορτιστή, με δύο μπαταρίες, με σταθερή συνεχόμενη πίεση -80mm Hg. Η συσκευή να έχει ένδειξη καλής λειτουργίας, χαμηλής μπαταρίας, ένδειξη ανίχνευσης διαρροής και ένδειξη πλήρωσης εξιδρώματος του επιθέματος, ετικέτα αναγραφής έναρξης θεραπείας και διαφανή φορητή θήκη για τοποθέτηση στη ζώνη

2) Δύο (2) ειδικά αυτοκόλλητα αποστειρωμένα επιθέματα αποτελούμενα από: α) αδιαόλητο στρώμα επαφής από σιλικόνη για δυνατότητα επανατοποθέτησης, β) αρωδες υπεραπορροφητικό στρώμα για δυνατότητα απορρόφησης εξιδρώματος έως και 300ml, γ) στρώμα με τεχνολογία ομοιόμορφης κατανομής της πίεσης σε όλη την επιφάνεια του επιθέματος παρέχοντας οφέλη επιπλέον και στη γύρω περιοχή περιφερικά του τραύματος (Airloc® Technology), δ) εξωτερική μεμβράνη με υψηλή διαπνοή και προστασία του τραύματος από βακτήρια και ε) σωλήνα αναρρόφησης με μαλακό άκρο, χωρίς σκληρά μέρη και ενσωματωμένο φίλτρο αντεπιστροφής. Να διαχειρίζεται το εξίδρωμα κατά 80% μέσω της εξάτμισης και 20% μέσω της απορρόφησης στη βάση του. Να φέρει σε κάθε συσκευασία δύο (2) επιθέματα και 12 ταινίες σφράγισης.

Διότιση και ητούμενα τεμάχια:

10x25 (2 τεμάχια)

80x40 (3 τεμάχια)